

经典回归
经济实用



Fisher Scientific Labserv K3型酶标仪

ThermoFisher
SCIENTIFIC

超常的灵活性

新一代K3型全自动中文酶标仪是一种高级光度计式酶标板读数仪，对于所有的用酶标板的酶联免疫测定（包括常规应用及科研），它都可提供很好的灵活性。

扩展记忆

K3型酶标仪自身携带的多功能软件可以进行终点法、两点法、双时法、酶动力学法及凝集法和紫外法（选配）检测。灵活机动的临界值定性计算及曲线回归定量计算使K3型酶标仪在各种诊断应用中数据处理范围更广，弹性更大。

技术参数：

光源：	8V50W石英卤素灯
波长范围：	400-700nm或340-750nm
读数范围：	0-4.0A
测量范围：	0-3.5A(405nm)
重复性：	CV<0.2%
精确性：	0.001Abs@0.5A 0.002Abs@1A 0.003Abs@1.5A 0.004Abs@2A
软件：	中英文数据处理软件
体积：	140mm×420mm×320mm
线性值：	±1%
读板速度：	单波长2秒/板，双波长5秒/板
滤光片：	8个滤光片位，标配4个滤光片 (405nm、450nm、492nm、630nm)
测量模式：	单/双波长终点法、动力学法、双时法 (可扩展凝集法、紫外法)
程序存储：	可存储64个程序
按键	3D轻触式按键
界面：	2×20 字液晶显示
曲线类型：	直线、曲线、直线回归，多次曲线等
振荡：	线性振荡，三种速度可调
通讯接口：	串行接口RS232，并行打印机接口
重量：	11kg

优秀的光学系统

酶标仪光学系统包括一个高质量的卤素灯、光纤、检测器及滤光片，可以确保仪器长期稳定进行，测得结果准确而且极少需要维修。

实用方便的中文软件

中文电脑软件是基于Windows界面，可输入、查询实验结果、打印样本综合报告、作质控图、设置酶标测定参数、做定性和定量测量、设计96孔板图、还可满足内部局域网联网使用。

订购信息：

产品编号	产品名称
117123001	K3型酶标仪200-240V
1423405	滤光片340nm
1423755	滤光片375nm
1424055	滤光片405nm
1424505	滤光片450nm
1424925	滤光片492nm
1425705	滤光片570 nm
1425955	滤光片595 nm
1426305	滤光片630 nm
1426905	滤光片690 nm
1427505	滤光片750 nm

